

## Συσκευή Tecar Physio Teck Plus



~~€3,720.00~~ **€3,100.00** Τελική τιμή με Φ.Π.Α.

Συσκευή Tecar νέας τεχνολογίας με δυνατότητα χωρητικής και αντιστατικής θεραπείας για να μπορούμε να επιτύχουμε ακριβή και αποτελεσματική θεραπεία σε οποιοδήποτε επίπεδο όπως μυϊκός, αγγειακός και νευρικός ιστός (χωρητική θεραπεία) και οι σύνδεσμοι, οι τένοντες, ο χόνδρος και τα οστά (αντιστατική θεραπεία).

**ΚΩΔΙΚΟΣ:** 1940210 | **Κατηγορίες:** [Tecar TECH R2](#) |

### Περιγραφή Προϊόντος

Η συσκευή Tecar **Physio Teck Plus** δίνει στο θεραπευτή πολλές δυνατότητες θεραπειών.

Ανάλογα με το βάθος που θέλουμε να στοχεύσουμε επιλέγουμε ανάμεσα στην χωρητική ή αντιστατική κεφαλή, ενώ ανάλογα την περιοχή θεραπείας επιλέγουμε το κατάλληλο στρογγυλό tip από τα 4 διαφορετικά μεγέθη που διαθέτει.

Οι δύο κεφαλές που διαθέτει είναι εργονομικές και ελαφριές ώστε ο η θεραπεία να είναι ξεκούραστη για τον θεραπευτή ενώ η εναλλαγή των tips γίνεται εύκολα με μία κίνηση.

**Αρχές λειτουργίας:** Η παραγωγή **ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας** υψηλής συχνότητας η οποία μεταδίδεται διαμέσου των ιστών προκαλεί μοριακές δονήσεις οι οποίες έχουν σαν αποτέλεσμα την παραγωγή **ενδογενούς θερμότητας** καθώς και την **αύξηση της αιματικής ροής και του μεταβολισμού των κυττάρων** σε τοπικό επίπεδο, η οποία συμβάλλει τόσο στη μείωση του πόνου και της φλεγμονής όσο και στη λεμφική παροχέτευση. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την ενίσχυση των φυσιολογικών διεργασιών που θα πραγματοποιούσε ο οργανισμός προκειμένου να ανταπεξέλθει και να επουλώσει τον τραυματισμό.

Ο τρόπος μετάδοσης της ενέργειας γίνεται με δυο διαφορετικές μεθόδους:

- **Η χωρητική μέθοδος**, κατά την οποία μέσω του χωρητικής κεφαλής η θεραπεία εστιάζεται στους ιστούς με υψηλή περιεκτικότητα σε υγρό (**μυϊκά στρώματα**).
- **Η αντιστατική μέθοδος** όπου μέσω του αντιστατικής κεφαλής η θεραπεία επικεντρώνεται στα τμήματα του μυοσκελετικού συστήματος που έχουν υψηλότερη αντίσταση όπως **οι σύνδεσμοι, οι τένοντες, τα οστά, μυϊκές προσφύσεις** κα).

Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να επιτύχουμε ακριβή και αποτελεσματική θεραπεία σε οποιοδήποτε επίπεδο ιστού.

Η θεραπευτική διαδικασία είναι **ιδιαίτερα ευχάριστη** για τον ασθενή λόγω του **τοπικού θερμικού αποτελέσματος** στην περιοχή θεραπείας, **της μυϊκής χαλάρωσης** και της **άμεσης ανακούφισης** από τον πόνο.

**Επιπλέον Χαρακτηριστικά****Νέα Παραλαβή**

Ναι