

## Υδραυλική Πολυθρόνα - Κρεβάτι Hydra Base



**€605.00 Τελική τιμή με Φ.Π.Α.**

Υδραυλική Πολυθρόνα κρεβάτι αισθητικής 3 τμημάτων. Με ειδική αντλία για εύκολη ρύθμιση ύψους με τα πόδια. Με μπράτσα που αφαιρούνται εύκολα.

**ΚΩΔΙΚΟΣ:** 1940081 | **Κατηγορίες:** [Μηχανημάτων](#), [Πολυθρόνες Medical](#), [Πολυθρόνες Αισθητικής](#) |

### Περιγραφή Προϊόντος

Υδραυλική πολυθρόνα αισθητικής τριών τμημάτων.

Η πολυθρόνα - Κρεβάτι Αισθητικής περιστρέφεται κατά 360 °, και εύκολα σταθεροποιείται σε οποιαδήποτε θέση από τον ποδοδιακόπτη.

Η υδραυλική πολυθρόνα - κρεβάτι είναι εξοπλισμένη με ειδική υδραυλική αντλία για εύκολη και γρήγορη ρύθμιση του ύψους με τα πόδια από 63 έως 77 cm.

Η κλίση της πλάτης αλλά και των ποδιών ρυθμίζονται ανεξάρτητα.

Μπράτσα που βγαίνουν εύκολα ώστε η πολυθρόνα να μετατραπεί σε κρεβάτι θεραπείας και με οπή κάτω από το μαξιλάρι για θεραπείες μασάζ.

Βάση από μεταλλικό σκελετό σε λευκό χρώμα και λευκή δερματίνη υψηλής ποιότητας για εύκολο καθαρισμό.

Μέγιστο βάρος χρήστη: 140 κιλά

Διαστάσεις : Μήκος x Πλάτος : 1,85m x 0,64m

Κλίση πλάτης : 0°~45°

Κλίση ποδιών: 0°~45°

Ύψος : 63 ~ 77 cm

Βάρος πολυθρόνας : 49 κιλά

Κατασκευαστής : SilverFox



### Επιπλέον Χαρακτηριστικά

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| <b>Βάρος Συσκευασίας</b>      | 49 kg                    |
| <b>Διαστάσεις Συσκευασίας</b> | M: 190cm Π: 66cm Υ: 16cm |
| <b>Εγγύηση (Έτη)</b>          | 2                        |