

## Φυγόκεντρος 6 Θέσεων



**€180.00** Τελική τιμή με Φ.Π.Α.

Μικρή & οικονομική φυγόκεντρος 6 θέσεων, κατάλληλη για εφαρμογές σε ιατρεία και μικρά εργαστήρια.

**ΚΩΔΙΚΟΣ:** N/A | **Κατηγορίες:** [Μεσοθεραπεία](#) | **Tags:** [Πρόσωπο](#)

## Φωτογραφίες



## Περιγραφή Προϊόντος

Μικρή & οικονομική φυγόκεντρος 6 θέσεων, κατάλληλη για εφαρμογές σε ιατρεία και μικρά εργαστήρια.

- Διαθέτει αθόρυβη και αντικραδασμική λειτουργία.
- Ο ρότορας διαθέτει 6 θέσεις χωρητικότητας 20ml και αυτόματο σύστημα εξισορρόπησης.
- Διαθέτει γωνιακή κεφαλή 30° κλίσης όπου επιτρέπει τη γρήγορη επιτάχυνση των φιαλιδίων και την ελάχιστη καταπόνηση του κινητήρα.
- Μπορείτε ρυθμίσετε την διάρκεια της φυγοκέντρωσης αλλά και ταχύτητα ανάμεσα σε 8 επιλογές (ανά 500 RPM από 0-4000 RPM)
- Καλύπτει ανάγκες δεύτερης (εφεδρικής) συσκευής ιδιαίτερα λόγω της πολύ προσιτής τιμής της.
- Ο πίνακας χειρισμού περιλαμβάνει ένα χρονόμετρο (0-60 min) και ένα μεταγωγικό ρυθμιστή στροφών με 8 κλίμακες ανά 500 RPM από 0-4000 RPM.

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μεγ. στροφές ανά λεπτό 4000rpm

Όγκος θέσεων 6 x 15ml

Μεγ. RCF 1790\*g

Μηχανικός χρονοδιακόπτης 0~60min

Τάση 220V/ 50Hz

Διαστάσεις 230mm(διάμετρος) x 260mm (ύψος)

Εγγύηση 1 έτος

Βάρος 3,5kg

### **Επιπλέον Χαρακτηριστικά**

**Βάρος Συσκευασίας**

4 κ.

**Διαστάσεις Συσκευασίας**

M: 0.30cm Π: 0.6cm Υ: 0.5cm