

## Κρεβάτι Ηλεκτρικό Torac με 1 μωτέρ ρύθμισης ύψους



~~€1,320.00~~ **€1,090.00** Τελική τιμή με Φ.Π.Α.

Ειδικά σχεδιασμένο κρεβάτι για φυσιοθεραπείες, θεραπείες μασάζ, spa κ.α.

**ΚΩΔΙΚΟΣ:** 2902021 | **Κατηγορίες:** [Ηλεκτρικά κρεβάτια Αισθητικής](#), [Ηλεκτρικά Κρεβάτια Θεραπείας](#), [Κρεβάτια](#) |

### Φωτογραφίες



## Περιγραφή Προϊόντος

Ηλεκτρικό κρεβάτι θεραπειών 2 τμημάτων ειδικά σχεδιασμένο για φυσιοθεραπείες, θεραπείες μασάζ, spa κ.α.

Διαθέτει οπή για αναπνοή στο προσκέφαλο και μαξιλάρι.

Εξοπλισμένο με 1 μοτέρ που ελέγχει το ύψος του κρεβατιού μέσω ενός πετάλ ποδιών.

Ρυθμιζόμενη πλάτη μέσω υδραυλικής μπουκάλας.

Διαθέτει 4 τροχούς, εκ των οποίων οι 2 μπορούν να ενεργοποιηθούν για να βοηθήσουν στη μετακίνηση του κρεβατιού.

Επιπλέον διαθέτει μηχανισμό για χαρτοσέντονο και κλείδωμα σταθεροποίησης στις ρόδες.

Ταπετσαρία από δερματίνη υψηλής ποιότητας, ανθεκτική.

### Βίνεο Παρουσίασης:

<https://youtu.be/oIKQ02o2IK8>

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Χρώμα : Γκρι

Ύψος από το έδαφος : 43 - 77 cm

Γωνία προσκέφαλου : ~ -23° ~ +90°

Μέγιστο βάρος χρήστη : 200 κιλά

Βάρος κρεβατιού : 57 κιλά

Διαστάσεις κρεβατιού : 1,98 x 0,68 m

Διαστάσεις συσκευασίας: 200 x 76 x 48 cm

Κατασκευαστής : Weelko



Έχετε κάποια ερώτηση γι' αυτό το προϊόν;

Θα χαρούμε πολύ [να επικοινωνήσετε μαζί μας](#) να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας.

[Δείτε άλλες προτάσεις για ηλεκτρικά κρεβάτια θεραπειάς](#) 

[Δείτε επιπλέον προτάσεις για έπιπλα](#)



### Επιπλέον Χαρακτηριστικά

<b>Βάρος Συσκευασίας</b>	72 κ.
<b>Διαστάσεις Συσκευασίας</b>	M: 200cm Π: 76cm Υ: 48cm
<b>Εγγύηση (Έτη)</b>	1
<b>Νέα Παραλαβή</b>	Ναι