

Aqua Lift



Το Aqua Lift είναι ένα πολυμηχάνημα θεραπειών προσώπου 8 σε 1.

Αποτελεί μια προηγμένη λύση για επαγγελματίες του χώρου της αισθητικής, προσφέροντας ολοκληρωμένες θεραπείες αναζωογόνησης και περιποίησης του δέρματος. Συνδυάζει οκτώ διαφορετικές τεχνολογίες σε μία συσκευή, επιτρέποντας την παροχή πολλαπλών υπηρεσιών.

ΚΩΔΙΚΟΣ: N/A | **Κατηγορίες:** [Θεραπίες Προσώπου](#), [Ραδιοσυχνότητες RF - Cavitation](#), [Υπέρηχοι - Cold Hot Hammer](#) | **Tags:** [hydrodermabrasion](#), [Rf](#), [ultrasound](#)

Φωτογραφίες



Περιγραφή Προϊόντος

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με οκτώ (8) διαφορετικές λειτουργικές κεφαλές, καθεμία από τις οποίες στοχεύει σε συγκεκριμένες ανάγκες του δέρματος του προσώπου, καλύπτοντας έτσι ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών αισθητικής.

Το μηχάνημα δύναται να χρησιμοποιηθεί τόσο για αυτόνομες θεραπείες όσο και σε συνδυασμό διαφορετικών κεφαλών, επιτρέποντας τη δημιουργία εξατομικευμένων πρωτοκόλλων θεραπείας με γνώμονα τις ανάγκες του κάθε πελάτη.

Η δομή του και η εργονομική του σχεδίαση καθιστούν τη συσκευή ιδανική για κάθε επαγγελματικό χώρο, διασφαλίζοντας υψηλά επίπεδα απόδοσης, ασφάλειας και λειτουργικότητας.

Το πολυμηχάνημα ενσωματώνει οκτώ 8 εξειδικευμένες κεφαλές,

1. Την κεφαλή **ψυχρή και θερμή κεφαλή / Cool and warm hammer head**, η οποία αξιοποιεί τη θερμοκρασία για την καταπράνωση του δέρματος, τη μείωση ερυθρήματος μέσω της κρυοθεραπείας και τη σύσφιξη των ιστών μέσω της θερμικής διέγερσης.
2. Την κεφαλή **Υπέρηχος Ματιών / Eye Ultrasound** και **Υπέρηχος Προσώπου / Facial Ultrasound** όπου μέσω υψηλής συχνότητας δονήσεων, ενισχύουν τη διαπερατότητα της επιδερμίδας, ευνοώντας τη διείσδυση δραστικών ουσιών, τη βελτίωση της μικροκυκλοφορίας και την επιτάχυνση της κυτταρικής ανανέωσης.
3. Τη **Σπάτουλα Υπερήχων / Ultrasonic skin scrubber** που προσφέρει αποτελεσματική απολέπιση, αφαίρεση ρύπων και σμήγματος. Συμβάλλει επίσης στην αποτελεσματική διείσδυση δραστικών συστατικών

μέσω των υπερηχητικών δονήσεων καθώς και στη βελτίωση της υφής της επιδερμίδας.

4. Τις **Ραδιοσυχνότητα Προσώπου / Facial Radiofrequency** που αξιοποιούν την εν τω βάθει θερμική διέγερση για τη σύσφιξη του δέρματος, την ενίσχυση της παραγωγής κολλαγόνου και την αντιμετώπιση της χαλάρωσης.
5. Την **Υδροδερμοαπόξεση / Hydradermabrasion** που συνδυάζει μηχανική απολέπιση με έγχυση ενυδατικών και καθαριστικών διαλυμάτων, παρέχοντας ήπια αλλά αποτελεσματική ανανέωση της επιδερμίδας, με παράλληλη αποτοξίνωση και ενυδάτωση.
6. Την **Θεραπεία μικρορευμάτων / Microcurrent Therapy** με κεφαλές τύπου **Gua Sha** που προσφέρουν λεμφική αποσυμφόρηση, διέγερση της μικροκυκλοφορίας και μυοχαλάρωση, υποστηρίζοντας τη φυσική ανόρθωση των χαρακτηριστικών του προσώπου.
7. Η **Οξυγονοθεραπεία / Oxygen Facial Therapy** εμπλουτίζει τα κύτταρα με καθαρό οξυγόνο και δραστικά συστατικά, προάγοντας τη λάμψη, την αναζωογόνηση και τη συνολική βελτίωση του τόνου της επιδερμίδας.

Μέσω του συνδυασμού αυτών των τεχνολογιών, επιτυγχάνεται σύσφιξη, ενυδάτωση, λάμψη, αναζωογόνηση, αντιγήρανση, lifting, βαθύς καθαρισμός, απολέπιση, καθώς και βελτίωση της υφής και της ελαστικότητας του δέρματος.

Οι δυνατότητες του μηχανήματος επιτρέπουν την ανάπτυξη προσωποποιημένων θεραπευτικών πρωτοκόλλων, προσφέροντας στον επαγγελματία ένα εύελικτο εργαλείο υψηλών προδιαγραφών για την παροχή εξατομικευμένων και επιστημονικά τεκμηριωμένων αισθητικών υπηρεσιών.

Screen	8 inch touch screen
Intensity	1-5
Mode	A, B, C
Clean Water bottle	4
Dirty Water bottle	1
Package Size	126*56*58cm
Voltage	110/220 V, 50/60 Hz
Function (8)	Cool and warm hammer head, Eye Ultrasound Facial Ultrasound Ultrasonic skin scrubber Facial Radiofrequency Hydradermabrasion Microcurrent Therapy Oxygen Facial Therapy

Επιπλέον Χαρακτηριστικά