

ConD Co2 Fractional Laser



Η επαναστατική τεχνολογία του COND Co2 fractional Laser επιτρέπει την «ψηφιακή επεξεργασία» του δέρματος και τη διόρθωση των ατελειών του κύτταρο προς κύτταρο. Το λέιζερ διοχετεύει την ενέργεια με μικροσκοπικές δεσμίδες φωτός κάτω από την επιδερμίδα και οι ακτίνες του ανοίγουν στην επιφάνεια διόδους που μοιάζουν με τελίτσες. Με αυτόν τον τρόπο η ενέργεια φτάνει στις βαθύτερες στοιβάδες. Έτσι καταφέρνει να διορθώσει τις ουλές, να σβήσει τις πανάδες, να απαλύνει τις ρυτίδες.

ΚΩΔΙΚΟΣ: N/A | **Κατηγορίες:** [ConD Co2 Fractional](#), [Θεραπείες Προσώπου](#), [Θεραπείες Προσώπου & Σώματος](#), [Θεραπείες Σώματος](#) |

Περιγραφή Προϊόντος

Το COND CO2 Fractional Laser διεκδικεί την μετονομασία του σε "Lifting Laser" προσφέροντας γρήγορη και εντυπωσιακή ανανέωση του δέρματος. Αποτελεί ένα από τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία που έχει στα χέρια της η σύγχρονη κοσμητική δερματολογία, η οποία μπορεί να δώσει θεαματικά αποτελέσματα μέσα σε τόσο λίγο χρόνο και χωρίς καθόλου πόνο.

Χάρη στην επαναστατική θεραπεία αντιγήρανσης, μπορούμε πλέον να αναστρέψουμε τα σημάδια της γήρανσης,

αυτή η θεραπεία αποτελεί μία από τις πιο διαδεδομένες μεθόδους παγκοσμίως για την αναδόμηση της επιδερμίδας και την ανάπλαση του δέρματος.

Το COND CO2 Fractional Laser κάνει ουσιαστική ανάπλαση του δέρματος (πρόσωπο - σώμα) και αναδόμηση του κολλαγόνου των κυττάρων, εξαφανίζοντας τα σημάδια του χρόνου. Εκτός από την ικανότητά του να διεγείρει τους ινοβλάστες του δέρματος, απομακρύνει και τα ταλαιπωρημένα και γερασμένα κύτταρα. Η θεραπεία με CO2 Fractional Laser, ονομάζεται και Laser Skin Resurfacing, λόγω της ικανότητάς του να «γεννά», ουσιαστικά, νέο δέρμα στην περιοχή.

Το COND διαθέτει μια κεφαλή θεραπειών fractional 7 σχημάτων και μία κεφαλή σημειακών εφαρμογών-τομών Co2. Κατά επιλογή, υπάρχουν 3 διαθέσιμες κεφαλές για κολπικών εφαρμογών.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Pulse Frequency	33.3Hz
Duration	0.1~10ms
Distance	0.1~2.6mm
Working Mode	Continuous Pulse, Single Pulse and Interval Pulse
Display	10.4 Inch Color Touch Screen
Laser Emitter	USA Coherent RF Laser Emitter
Spot Size	0.01mm at Dia
Average Power	50W
Cooling System	Air
Wavelength	10.6μm, Far-Infrared Laser
Delivery Time	3-7 Working Days
Warranty	1-2 Year Technology Supports Forever
Interval	0~6s
Repeat	1~5000ms
Language	English + (German, Russian, Dutch, Spanish, Italian, Turkish, Portuguese)
OEM	Available
Packaging	Aluminum cases
Certificate	Medical Ce, ISO13485, TUV, Sfd
Overlap	1~20 times
Scan Graphics	Sequence scan, Random scan, Maximum distance A&B, Equidistance, and Fast shot
Pulse Energy	10mj to 130mj is optional for each dot
Size of Machine	58.5cm*43.8cm*107cm
System	Fractional, CO2 Surgery, Vaginal Therapy
Laser Emitter	USA Coherent RF Vaginal Fractional CO2 Laser
Fractional Therapy	Skin Resurfacing, Wrinkle/Acne /Scar/Stretch/Pigme
Vaginal Therapy	Tighten Vagina, Pink Vagina, Moisture Vagina, Clea
Normal Therapy	Surgery Operation with CO2 Laser
Scan Mode	6 Kinds
Scan Graphic	7 Shapes

https://www.youtube.com/watch?v=ktyIV-eMKjU&t=3s&ab_channel=CosmedicoGr

Επιπλέον Χαρακτηριστικά