

## Glow Up Mesotherapy




Η Συσκευή Glow Up είναι μια υπερσύγχρονη συσκευή αναίμακτης μεσοθεραπείας προσώπου .

Με τον πρωτοποριακό συνδυασμό **IonRf** και **Vibro** επιτυγχάνετε τη μέγιστη διείσδυση των υλικών μεσοθεραπείας σε βαθύτερα στρώματα του δέρματος.

**ΚΩΔΙΚΟΣ:** N/A | **Κατηγορίες:** [Θεραπείες Προσώπου](#) | **Tags:** [mesotherapy](#), [Πρόσωπο](#)

## Φωτογραφίες



## Θεραπεία ματιών



## Περιγραφή Προϊόντος

Η συσκευή **Glow Up** είναι μια συσκευή μη ενέσιμης μεσοθεραπείας για ειδικευμένη θεραπεία **στην περιοχή των ματιών**, αλλά και **θεραπείες ολόκληρου του προσώπου**.

Όπως όλοι γνωρίζουμε το δέρμα γύρω από τα μάτια είναι λεπτό και εύθραυστο και τα περισσότερα μηχανήματα στην αγορά δεν έχουν θεραπείες διαθέσιμες για τα μάτια. Η συσκευή **Glow Up** βελτιώνει σημαντικά τα προβλήματα γύρω από τα μάτια αλλά και σε ολόκληρο το πρόσωπο.

Με τον πρωτοποριακό συνδυασμό IonRf και Vibro επιτυγχάνετε τη μέγιστη διείσδυση των υλικών μεσοθεραπείας σε βαθύτερα στρώματα του δέρματος.

Το ειδικά διαμορφωμένο σχήμα της κεφαλής μας δίνει τη δυνατότητα για σωστή εφαρμογή σε όλα τα σημεία ματιών και προσώπου και στην ειδική υποδοχή τοποθετούμε το υλικό μεσοθεραπείας.



## Αρχή λειτουργίας

Ιονισμός - Ραδιοσυχνότητα - Vibro **ION - RF- Vibro**

Η τεχνολογία **ION-RF** ραδιοσυχνότητας με το συνδυαστικό ρεύμα ηλεκτροπόρωσης - ιονισμού έχει μια **ισχυρή λειτουργία μεσοθεραπείας** στη διείσδυση εξειδικευμένων προϊόντων ώστε να επιτύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για την επιδερμίδα του προσώπου.

Επιπλέον με τη λειτουργία της υψηλής συχνότητας μικροδονήσεων **Vibro** (έως 20 χιλιάδες δονήσεις ανά δευτερόλεπτο) πετυχαίνουμε την επιτάχυνση της κυκλοφορίας του αίματος, την αύξηση του μεταβολισμού και ανακουφίζουμε τους κουρασμένους και πρησμένους μύες του προσώπου.

Με τα κύματα **μονοπολικών ραδιοσυχνοτήτων** πετυχαίνουμε την αύξηση της θερμοκρασίας εν τω βάθει από 55 έως 65 βαθμούς ώστε να ενεργοποιήσουμε στην περιοχή την παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης. Τότε το

χαλαρό δέρμα θα ανασηκωθεί και θα σφίξει ώστε να πετύχουμε το μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα της μείωσης των ρυτίδων.

Αποτελέσματα μεσοθεραπείας με τεχνολογία **ION-RF** και **Vibro**

- **Lifting ματιών και προσώπου**
- **σύσφιξη επιδερμίδας**
- **Λεμφικό μασάζ**
- **Μείωση ρυτίδων**
- **Μείωση οιδημάτων**
- **Αύξηση της διαπερατότητας των προϊόντων**

Πλεονεκτήματα χρήσης συσκευής **Glow Up**

- Ειδικευμένη θεραπεία για τα μάτια με τη χρήση της τεχνολογίας **ION-RF** και **Vibro**
- Δεν απαιτείται επέμβαση, ένεση και αναισθησία για τη χρήση της
- Ασφαλές και ανώδυνο
- Ευχάριστη θεραπεία και η πελάτισσα μπορεί να επιστρέψει στην καθημερινότητα της μόλις τελειώσει η θεραπεία

Η συσκευή Glow Up συνοδεύεται με το πακέτο ολοκληρωμένης μεσοθεραπείας της **Nouvelyn : [triple active combination mesotherapy](#)** συσκευασίας : **3x55ml** - που σας καλύπτει για 55 θεραπείες ματιών.

**Nouvelyn triple active combination mesotherapy:**

Ολοκληρωμένη μεσοθεραπεία προσώπου για θεραπείες σε 3 φάσεις κατάλληλο για συσκευές μεσοθεραπείας όπως [Drpen](#) , [GlowUp](#) , [Ιονισμού](#) κ.α

**Meso Hydra Phase 1 (55ml):** Είναι ένας ορός νέας γενιάς που έχει σχεδιαστεί για αντιγηραντικές θεραπείες ενεργοποιώντας διαδικασίες αναγέννησης του δέρματος που είναι απαραίτητες για τη διατήρηση της νεανικής εμφάνισής του.

**Meso Vital Phase 2 (55ml):** Είναι ένας ορός νέας γενιάς με πεπτίδια και λιποσώματα σχεδιασμένα για βαθιά αναγέννηση και αναζωογόνηση του δέρματος ώστε να αποκατασταθεί η νεανική και υγιή εμφάνιση του.

**Meso Lift Phase 3 (55ml):** Είναι ένας ανυψωτικός ορός με αποτέλεσμα παρόμοιο με το botox που έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την ελαστικότητα και τη σταθερότητα του δέρματος καθώς και να μειώνει την εμφάνιση των ρυτίδων

**Τεχνικά χαρακτηριστικά Glow Up:**

Radio frequency - Ion	2.0 MHz - 1micro Ampere
Vibration	20 KHz
Εφαρμογές	Μάτια - πρόσωπο - λαιμό
Λειτουργία	RF + vibration +product introduction
Καθαρό βάρος	1,85 KG
Διαστάσεις συσκευής	23 X 27 X 20 cm
Διαστάσεις συσκευασίας	27,3 X 31,4 X 21 cm
Σύστημα ψύξης	Αερόψυκτο
Input power	6W-36W
Output power	0W-25W
Power	110/220V AC

### Επιπλέον Χαρακτηριστικά

<b>Βάρος Συσκευασίας</b>	2 kg
<b>Διαστάσεις Συσκευασίας</b>	M: 23cm Π: 27cm Υ: 20cm
<b>Εγγύηση (Έτη)</b>	2
<b>Διαστάσεις 2ης συσκευασίας</b>	M: 28cm Π: 32cm Υ: 21cm