

HighTech Pressotherapy-Thermotherapy




~~€2,490.00~~ **€2,095.00** Τελική τιμή με Φ.Π.Α.

HighTech Pressotherapy-Thermotherapy - πολυλειτουργική συσκευή πρεσσοθεραπείας και θερμοθεραπείας. Δυνατότητα ρύθμισης θερμοκρασίας αλλά και πίεσης σε κάθε θέση χωριστά από την εύχρηστη οθόνη αφής.

ΚΩΔΙΚΟΣ: 1902151 | **Κατηγορίες:** [Θεραπείες Σώματος](#), [Πρεσσοθεραπεία - Θερμοθεραπεία](#), [Συσκευές σώματος](#) |

Tags: [pressotherapy](#), [weelko](#), [Σώμα](#)

Φωτογραφίες



Περιγραφή Προϊόντος

Η HighTech Pressotherapy-Thermotherapy είναι μία πολυλειτουργική συσκευή πρεσσοθεραπείας και θερμοθεραπείας.

Ιδανική για να βελτιώσει την κυκλοφορία και να διευκολύνει την απομάκρυνση του λίπους μέσω της ενεργοποίησης της λεμφικής παροχέτευσης, καθώς και της κυτταρικής οξυγόνωσης και της χαλάρωσης των μυών.

Αποτελείται από τα εξαρτήματα: 2 αστράγαλοι, 2 μπότες, 1 κοιλιάς, 2 χεριών και λειτουργική κουβέρτα που μπαίνει στο κρεβάτι με ειδικές θήκες στο πλάι για εύκολη τοποθέτηση των εξαρτημάτων.

Έχει δυνατότητα ρύθμισης θερμοκρασίας αλλά και πίεσης σε κάθε θέση χωριστά από την εύχρηστη οθόνη αφής.

- Αριθμός αυτόματων προγραμμάτων πρεσσοθεραπείας : 4
- Αριθμός χειροκίνητων προγραμμάτων πρεσσοθεραπείας : 1

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τάση: 220 ~240V

Συχνότητα λειτουργίας: 50Hz/60Hz

Ονομαστική ισχύ: 50W

Ισχύς:350W

Ροή αέρα: 0-40l./min

Πίεση αέρα: 0-0,4Kg / cm²

Σφυγμός πρέσας αέρα: 0-15s

Μέγιστη θερμοκρασία: 55°C

Βάρος :16,5Kg

Διαστάσεις: 34x38x15cm

Κατασκευαστής : Weelko



Έχετε κάποια ερώτηση γι' αυτό το προϊόν; Θα χαρούμε πολύ [να επικοινωνήσετε μαζί μας](#) να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας.

[Δείτε άλλες προτάσεις σε presso - thermotherapy](#) 

[Δείτε άλλες προτάσεις σε συσκευές αισθητικής](#) 

Επιπλέον Χαρακτηριστικά

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Βάρος Συσκευασίας | 23 kg |
| Διαστάσεις Συσκευασίας | M: 66cm Π: 45cm Υ: 40cm |
| Εγγύηση (Έτη) | 2 |
| Νέα Παραλαβή | Ναι |