

## HighTech Pressotherapy





~~€1,790.00~~ **€1,498.00** Τελική τιμή με Φ.Π.Α.

Πρεσσοθεραπεία με κουβέρτα που μπαίνει στο κρεβάτι και διαθέτει ειδικές θήκες στο πλάι για εύκολη τοποθέτηση όλων των εξαρτημάτων.

**ΚΩΔΙΚΟΣ:** 1902150 | **Κατηγορίες:** [Θεραπείες Σώματος](#), [Πρεσσοθεραπεία - Θερμοθεραπεία](#), [Συσκευές σώματος](#) | **Tags:** [pressotherapy](#), [weelko](#), [Σώμα](#)

### Φωτογραφίες



## Περιγραφή Προϊόντος

Συσκευή πρεσσοθεραπείας με κουβέρτα που μπαίνει στο κρεβάτι και διαθέτει ειδικές θήκες στο πλάι για εύκολη τοποθέτηση όλων των εξαρτημάτων.

Αποτελείται από τα παρακάτω εξαρτήματα 2 αστράγαλοι, 2 μπότες, 1 κοιλιάς, 2 χεριών.

Δυνατότητα ρύθμισης της πίεσης σε κάθε θέση χωριστά από την εύχρηστη οθόνη αφής.

Δυνατότητα λειτουργίας ή παύσης οποιασδήποτε εξόδου εξαρτήματος κατ' επιλογή από την οθόνη αφής.

Αριθμός αυτόματων προγραμμάτων πρεσσοθεραπείας : 4

Αριθμός χειροκίνητων προγραμμάτων πρεσσοθεραπείας : 1

Διαστάσεις κουβέρτας : 135 x 172 cm

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τάση: 220 ~240V

Συχνότητα λειτουργίας: 50Hz/60Hz

Ονομαστική ισχύ: 50W

Ροή αέρα: 0-40l./min

Πίεση αέρα: 0-0,4Kg / cm<sup>2</sup>

Σφυγμός πρέσας αέρα: 0-15s

Βάρος :16,5Kg

Διαστάσεις: 34x38x15cm

### Βίντεο παρουσίασης:


[https://youtu.be/EiDfVBT\\_X94](https://youtu.be/EiDfVBT_X94)

Κατασκευαστής : Weelko



Έχετε κάποια ερώτηση γι' αυτό το προϊόν; Θα χαρούμε πολύ [να επικοινωνήσετε μαζί μας](#) να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας.

[Δείτε άλλες προτάσεις σε presso - thermotherapy](#) 

[Δείτε άλλες προτάσεις σε συσκευές αισθητικής](#) 

### Επιπλέον Χαρακτηριστικά

<b>Βάρος Συσκευασίας</b>	24 κ.
<b>Διαστάσεις Συσκευασίας</b>	M: 66cm Π: 45cm Υ: 40cm
<b>Εγγύηση (Έτη)</b>	1
<b>Νέα Παραλαβή</b>	Ναι
<b>Bestseller</b>	Ναι