

HighTech Pressotherapy





~~€1,790.00~~ **€1,498.00** Τελική τιμή με Φ.Π.Α.

Πρεσσοθεραπεία με κουβέρτα που μπαίνει στο κρεβάτι και διαθέτει ειδικές θήκες στο πλάι για εύκολη τοποθέτηση όλων των εξαρτημάτων.

ΚΩΔΙΚΟΣ: 1902150 | **Κατηγορίες:** [Θεραπείες Σώματος](#), [Πρεσσοθεραπεία - Θερμοθεραπεία](#), [Συσκευές σώματος](#) | **Tags:** [pressotherapy](#), [weelko](#), [Σώμα](#)

Φωτογραφίες



Περιγραφή Προϊόντος

Συσκευή πρεσσοθεραπείας με κουβέρτα που μπαίνει στο κρεβάτι και διαθέτει ειδικές θήκες στο πλάι για εύκολη τοποθέτηση όλων των εξαρτημάτων.

Αποτελείται από τα παρακάτω εξαρτήματα 2 αστράγαλοι, 2 μπότες, 1 κοιλιάς, 2 χεριών.

Δυνατότητα ρύθμισης της πίεσης σε κάθε θέση χωριστά από την εύχρηστη οθόνη αφής.

Δυνατότητα λειτουργίας ή παύσης οποιασδήποτε εξόδου εξαρτήματος κατ' επιλογή από την οθόνη αφής.

Αριθμός αυτόματων προγραμμάτων πρεσσοθεραπείας : 4

Αριθμός χειροκίνητων προγραμμάτων πρεσσοθεραπείας : 1

Διαστάσεις κουβέρτας : 135 x 172 cm

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τάση: 220 ~240V

Συχνότητα λειτουργίας: 50Hz/60Hz

Ονομαστική ισχύ: 50W

Ροή αέρα: 0-40l./min

Πίεση αέρα: 0-0,4Kg / cm²

Σφυγμός πρέσας αέρα: 0-15s

Βάρος :16,5Kg

Διαστάσεις: 34x38x15cm

Βίντεο παρουσίασης:

https://youtu.be/EiDfVBT_X94

Κατασκευαστής : Weelko



Έχετε κάποια ερώτηση γι' αυτό το προϊόν; Θα χαρούμε πολύ [να επικοινωνήσετε μαζί μας](#) να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας.

[Δείτε άλλες προτάσεις σε presso - thermotherapy](#) ➡

[Δείτε άλλες προτάσεις σε συσκευές αισθητικής](#) 

Επιπλέον Χαρακτηριστικά

Βάρος Συσκευασίας	24 κ.
Διαστάσεις Συσκευασίας	M: 66cm Π: 45cm Υ: 40cm
Εγγύηση (Έτη)	1
Νέα Παραλαβή	Ναι
Bestseller	Ναι