

## HighTech COMBI SLIM Radiofrequency + Cavitation



~~€2,010.00~~ **€1,680.00** Τελική τιμή με Φ.Π.Α.

Ιδανική για θεραπείες προσώπου και σώματος.

**ΚΩΔΙΚΟΣ:** 1902152 | **Κατηγορίες:** [Θεραπείες Προσώπου](#), [Θεραπείες Σώματος](#), [Θεραπείες Προσώπου & Σώματος](#), [Ραδιοσυχνότητες RF - Cavitation](#), [Συσκευές προσώπου](#), [Συσκευές σώματος](#) | **Tags:** [weelko](#), [Πρόσωπο](#), [ραδιοσυχνότητες](#), [Σώμα](#)

### Φωτογραφίες



## Περιγραφή Προϊόντος

Επαγγελματική συσκευή ραδιοσυχνότητας και Cavitation.

Ιδανική συσκευή για θεραπείες προσώπου αλλά και σώματος.

Η συσκευή συνδυάζει 2 θεραπείες :

-σπηλαίωση για τη μείωση των εναποθέσεων λίπους στο σώμα και την κυτταρίτιδα

-διπολική ραδιοσυχνότητα για μη επεμβατικές θεραπείες, με πρόσβαση στα βαθύτερα στρώματα του δέρματος, για τη βελτίωση του τόνου και της ελαστικότητάς του.

Η οθόνη 7-inch μας δίνει τη δυνατότητα επιλογής των παραμέτρων για τις θεραπείες μας.

Η συσκευή ραδιοσυχνότητας και Cavitation είναι εξοπλισμένη με 3 λαβές για ραδιοσυχνότητα και 1 για cavitation.

Μεγάλη κεφαλή RF : 6 cm

Μεσαία κεφαλή RF : 4 cm

Μικρή κεφαλή RF : 2,50 xc cm

Κεφαλή Cavitation : 6,8 cm

Συχνότητα Cavitation : 40KHz

Συχνότητα RF : 1MHz

### **Τεχνικά Χαρακτηριστικά**

Τάση: 220 ~240V

Συχνότητα λειτουργίας: 50Hz/60Hz

Ισχύς:150W

Βάρος :9Kg

Διαστάσεις: 34x38x15cm


### **Βίντεο παρουσίασης:**


<https://youtu.be/1IQoQRifK94>

Κατασκευαστής : Weelko



Έχετε κάποια ερώτηση γι' αυτό το προϊόν; Θα χαρούμε πολύ [να επικοινωνήσετε μαζί μας](#) να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας.

[Δείτε άλλες προτάσεις σε ραδιοσυχνότητες](#) 

[Δείτε άλλες προτάσεις σε συσκευές αισθητικής](#) 

### Επιπλέον Χαρακτηριστικά

<b>Βάρος Συσκευασίας</b>	10 κ.
<b>Διαστάσεις Συσκευασίας</b>	M: 51cm Π: 45cm Υ: 22cm
<b>Εγγύηση (Έτη)</b>	2
<b>Νέα Παραλαβή</b>	Ναι
<b>Bestseller</b>	Ναι