

HighTech COMBI SLIM Radiofrequency + Cavitation



~~€2,010.00~~ **€1,680.00** Τελική τιμή με Φ.Π.Α.

Ιδανική για θεραπείες προσώπου και σώματος.

ΚΩΔΙΚΟΣ: 1902152 | **Κατηγορίες:** [Θεραπείες Προσώπου](#), [Θεραπείες Προσώπου & Σώματος](#), [Θεραπείες Σώματος](#), [Ραδιοσυχνότητες RF - Cavitation](#), [Συσκευές προσώπου](#), [Συσκευές σώματος](#) | **Tags:** [weelko](#), [Πρόσωπο](#), [ραδιοσυχνότητες](#), [Σώμα](#)

Φωτογραφίες



Περιγραφή Προϊόντος

Επαγγελματική συσκευή ραδιοσυχνότητας και Cavitation.

Ιδανική συσκευή για θεραπείες προσώπου αλλά και σώματος.

Η συσκευή συνδυάζει 2 θεραπείες :

-σπηλαίωση για τη μείωση των εναποθέσεων λίπους στο σώμα και την κυτταρίτιδα

-διπολική ραδιοσυχνότητα για μη επεμβατικές θεραπείες, με πρόσβαση στα βαθύτερα στρώματα του δέρματος, για τη βελτίωση του τόνου και της ελαστικότητάς του.

Η οθόνη 7-inch μας δίνει τη δυνατότητα επιλογής των παραμέτρων για τις θεραπείες μας.

Η συσκευή ραδιοσυχνότητας και Cavitation είναι εξοπλισμένη με 3 λαβές για ραδιοσυχνότητα και 1 για cavitation.

Μεγάλη κεφαλή RF : 6 cm

Μεσαία κεφαλή RF : 4 cm

Μικρή κεφαλή RF : 2,50 x cm

Κεφαλή Cavitation : 6,8 cm

Συχνότητα Cavitation : 40KHz

Συχνότητα RF : 1MHz

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τάση: 220 ~240V

Συχνότητα λειτουργίας: 50Hz/60Hz

Ισχύς:150W

Βάρος :9Kg

Διαστάσεις: 34x38x15cm


Βίντεο παρουσίασης:


<https://youtu.be/1IQoQRifK94>

Κατασκευαστής : Weelko



Έχετε κάποια ερώτηση γι' αυτό το προϊόν; Θα χαρούμε πολύ [να επικοινωνήσετε μαζί μας](#) να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας.

[Δείτε άλλες προτάσεις σε ραδιοσυχνότητες](#) 

[Δείτε άλλες προτάσεις σε συσκευές αισθητικής](#) 

Επιπλέον Χαρακτηριστικά

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Βάρος Συσκευασίας | 10 kg |
| Διαστάσεις Συσκευασίας | M: 51cm Π: 45cm Υ: 22cm |
| Εγγύηση (Έτη) | 2 |
| Νέα Παραλαβή | Ναι |
| Bestseller | Ναι |