

Tecar Physio Tech R2



~~€2,010.00~~ **€1,680.00** Τελική τιμή με Φ.Π.Α.

Με 3 κεφαλές για να συνδυάζουμε θεραπείες σε όλα τα σημεία του σώματος

ΚΩΔΙΚΟΣ: 1902153 | Κατηγορίες: [Tecar TECH R2](#) |

Φωτογραφίες



Περιγραφή Προϊόντος

Η θεραπεία με ραδιοσυχνότητες (Tecar Therapy) είναι μια πρωτοποριακή μέθοδος η οποία μέσω της μεταφοράς ενέργειας χωρίς ακτινοβολία, είναι σε θέση να διεγείρει και να επιταχύνει τη φυσική διαδικασία αναγέννησης και επούλωσης των ιστών που έχουν υποστεί βλάβη, έτσι επιταχύνουμε την αποκατάσταση της κινητικής λειτουργίας.

Η παραγωγή ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας υψηλής συχνότητας η οποία μεταδίδεται διαμέσου των ιστών προκαλεί μοριακές δονήσεις οι οποίες έχουν σαν αποτέλεσμα την παραγωγή ενδογενούς θερμότητας καθώς και την αύξηση της αιματικής ροής και του μεταβολισμού των κυττάρων σε τοπικό επίπεδο, η οποία συμβάλλει τόσο στη μείωση του πόνου και της φλεγμονής όσο και στη λεμφική παροχέτευση. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την ενίσχυση των φυσιολογικών διεργασιών που θα πραγματοποιούσε ο οργανισμός προκειμένου να ανταπεξέλθει και να επουλώσει τον τραυματισμό.

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με 3 κεφαλές για να συνδυάσουμε θεραπείες σε όλα τα σημεία του σώματος.

Η ενέργεια των ραδιοσυχνοτήτων διεισδύει σε βάθος μερικών χιλιοστών, αφήνοντας ανέπαφη την επιδερμίδα και εκεί μετατρέπεται σε θερμότητα. Η θεραπευτική διαδικασία είναι ιδιαίτερα ευχάριστη για τον ασθενή λόγω αυτού του τοπικού θερμικού αποτελέσματος στην περιοχή θεραπείας, της μυϊκής χαλάρωσης και της άμεσης ανακούφισης από τον πόνο.

Η οθόνη 7-inch μας δίνει τη δυνατότητα επιλογής των παραμέτρων για τις θεραπείες μας.

Μεγάλη κεφαλή RF : 7 cm διάμετρος

Μεσαία κεφαλή RF : 4 cm διάμετρος

Μικρή κωνική κεφαλή για σημειακή θεραπεία.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τάση: 220 ~240V

Συχνότητα λειτουργίας: 50Hz/60Hz

Ισχύς:150W

Βάρος :8Kg

Διαστάσεις: 34x38x15cm

Κατασκευαστής : Weelko

Επιπλέον Χαρακτηριστικά

Βάρος Συσκευασίας

12 κ.

Διαστάσεις Συσκευασίας

M: 51cm Π: 45cm Υ: 22cm