

## Medicool PLUS BEAVER BUILDER



**ΚΩΔΙΚΟΣ:** 1913002 | **Κατηγορίες:** [Weelko](#) |

### Περιγραφή Προϊόντος





## MediCool Plus

Η απόλυτη συσκευή θεραπειών σώματος

- Κρυολιπόλυση δύο σημείων
- Cavitation
- Πολυπολικές ραδιοσυχνότητες (RF)
- Lipolaser 5 σημείων



Δύο κεφαλές κρυολιπόλυσης



Πολυπολικές ραδιοσυχνότητες (RF)



Cavitation




LipoLaser

4 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΣΕ ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ







## MediCool Plus

Η κρυολιπόλυση Medicoool είναι μια μη επεμβατική θεραπεία η οποία στοχεύει στην εξάλειψη των λιπωδών κυττάρων σε συγκεκριμένες περιοχές του σώματος. Όταν τα λιπαρά κύτταρα εκτίθενται σε συγκεκριμένη ψύξη και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, αυτά κρυσταλοποιούνται και ξεκινά μια διαδικασία φυσικής αφαίρεσης

από τον οργανισμό μας με αποτέλεσμα να μειώνεται βαθμιαία το πάχος του στρώματος του λίπους.

Κατά την θεραπεία τοποθετούνται 2 κεφαλές με αναρρόφηση στο δέρμα του ασθενούς αφού προηγουμένως έχουμε τοποθετήσει ενδιάμεσα μία ειδική μεμβράνη που προστατεύει το δέρμα. Η συσκευή παγώνει σε συγκεκριμένη θερμοκρασία και εξαγεί βαθμιαία τη θερμότητα του σώματος μέχρι να παγώσει το υποδόριο λίπος. Τα κύτταρα του λίπους στην περιοχή σταδιακά εξαλείφονται μέσω κανονικών μεταβολικών διεργασιών του σώματος.

Η κρυολιπόλυση Medícool δεν διευκολύνει την απώλεια βάρους, αλλά στοχεύει πρωτίστως στην αφαίρεση του τοπικού λίπους και στην βελτίωση του περιγράμματος του σώματος. Άρα η θεραπεία δεν απευθύνεται μόνο σε υπέρβαρα άτομα. Πιο συγκεκριμένα, είναι ιδανική μέθοδος για να εξαλείψει το επίμονο τοπικό πάχος το οποίο αντιστέκεται σε δίαιτες ή άσκηση









### **Δύο κεφαλές κρυολιπόλυσης**

Εφαρμόζονται ταυτόχρονα σε δύο σημεία προκαλώντας άμεση ψύξη στο τοπικό λίπος, κρυσταλλοποιώντας τα λιποκύτταρα, τα οποία αποδομούνται και απομακρύνονται από το σώμα μας για πάντα με φυσική διαδικασία.



### **Κεφαλή πολυπολικών ραδιοσυχνοτήτων για θεραπείες σύσφιξης.**

Η σύσφιξη επιτυγχάνεται μέσω της εντυπωσιακής αλλά παράλληλα απόλυτα ελεγχόμενης αύξησης της θερμοκρασίας στον υποδόριο και στους εν τω βάθει ιστούς πετυχαίνοντας παράλληλα και αύξηση του μεταβολισμού του σώματος





### **Κεφαλή Cavitation για θεραπείες λιποδιάλυσης**

Καύση του σωματικού λίπους, αποβολή τοξινών, μείωση κυτταρίτιδας, βελτίωση της υφής του δέρματος, διαμόρφωση περιγράμματος σώματος και απώλεια πόντων μέσω της θεραπείας cavitation





### **6 κεφαλές LipoLaser**

Καταπολεμήστε το τοπικό λίπος σε έως και έξι διαφορετικά σημεία ταυτόχρονα με τις σταθερές κεφαλές LipoLaser





## Εφαρμογές

- Κοιλιά
- "Ψωμάκια"
- Εσωτερικό μηρών
- Εξωτερικό μηρών
- Γλουτοί
- Στήθος
- Μπράτσα
- Γάμπες

## Πλεονεκτήματα

- Ανώδυνη και μη επεμβατική θεραπεία
- 4 θεραπείες με μόνο μία συσκευή
- Ορατά αποτελέσματα
- 2 χρόνια εγγύηση

**Σας ενδιαφέρει να μάθετε περισσότερα για αυτό το προϊόν;**

[ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΜΕ](#)

**Θέλεις να μάθεις περισσότερα;**

Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και θα επικοινωνήσουμε μαζί σου το συντομότερο δυνατόν.

ΟΝΟΜΑ

EMAIL

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΜΗΝΥΜΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Αυτή η φόρμα συλλέγει το Όνομα, το Email και το Τηλέφωνό σας ώστε να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Δεν αποθηκεύουμε ούτε μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία με τρίτους.

Το website προστατεύεται από το [Google reCAPTCHA](#) και υποκείται στην αντίστοιχη [Πολιτική Απορρήτου](#) και [Όρους Χρήσης](#).

