

MultiShape



Το MultiShape είναι ένα συνδυαστικό σύστημα ενδοδερμίας – ραδιοσυχνοτήτων για εφαρμογές σε πρόσωπο και σώμα. Η νέας τεχνολογίας κεφαλή σώματος GPL με τα ηλεκτροκίνητα ελεγχόμενα ρόλερ σε συνδυασμό με τη διαδοχική αναρρόφηση διεγείρει τα λιποκύτταρα ώστε να ελευθερωθούν και να αποβληθούν από τον οργανισμό, πετυχαίνοντας την καταπολέμηση της κυτταρίτιδας και του τοπικού πάχους. Ταυτόχρονα διεγείρονται οι ινοβλάστες ώστε να βελτιωθεί η όψη της επιδερμίδας και να αντιμετωπιστεί η χαλάρωση του δέρματος.

ΚΩΔΙΚΟΣ: N/A | **Κατηγορίες:** [Θεραπείες Προσώπου](#), [Θεραπείες Προσώπου & Σώματος](#), [Θεραπείες Σώματος](#) |

Περιγραφή Προϊόντος

Η αρνητική πίεση που εφαρμόζεται ενεργοποιεί τα αιμοφόρα αγγεία ώστε να αυξηθεί η αιματική κυκλοφορία στην περιοχή και να προωθήσει στην αύξηση του μεταβολισμού. Επιπλέον αυτή η αρνητική πίεση μπορεί να μεταφέρει πολλά λιπολυτικά ένζυμα, τα οποία βοηθούν στη διάλυση του λίπους. Τα ηλεκτροκίνητα ελεγχόμενα ρόλερ προάγουν τη λεμφική παροχέτευση και επιταχύνεται ο μεταβολισμός, έτσι ώστε τα προκύπτοντα φυσιολογικά άχρηστα προϊόντα να αποβάλλονται γρήγορα.

Παράλληλα ο συνδυασμός φωτοθεραπείας γίνεται ανάμεσα σε δύο μήκη κύματος:

Infrared red : Μήκος κύματος 620-660nm ενεργοποιεί τα κύτταρα, μειώνει το περιττό λίπος, λειαίνει τις ρυτίδες

Infrared blue : Μήκος κύματος 450-475nm είναι καταπραϋντικό και μειώνει τα οιδήματα της επιδερμίδας

Κεφαλές RF VAC 40MHZ

Μικρή κεφαλή : χρησιμοποιεί RF και ενσωματωμένο σύστημα ψύξης για την αντιμετώπιση της χαλάρωσης στο πρόσωπο και μικρές περιοχές του σώματος.

Μεσαία κεφαλή : χρησιμοποιεί RF και αναρρόφηση για την σύσφιξη και την αντιμετώπιση του τοπικού πάχους και της κυτταρίτιδας σε μικρές και ευαίσθητες περιοχές όπως τα μάγουλα, ο λαιμός, εσωτερικά των μηρών κ.α.

Μεγάλη κεφαλή: χρησιμοποιεί RF και αναρρόφηση για την σύσφιξη και την αντιμετώπιση του τοπικού πάχους και της κυτταρίτιδας σε μεγάλες περιοχές όπως οι μηροί, οι γλουτοί, οι κοιλιακοί κ.α.

Εφαρμογές

Πρόσωπο: λείανση ρυτίδων προσώπου και λαιμού, σύσφιξη επιδερμίδας, μείωση διπλοσάγονο, μείωση μαύρων κύκλων γύρω από τα μάτια, ανύψωση φρυδιών

Σώμα : βελτίωση όψης κυτταρίτιδας, μείωση τοπικού λίπους, γράμμωση του σώματος, βελτίωση όψης ραγάδων, αύξηση μεταβολισμού.

Επιπλέον Χαρακτηριστικά

Εγγύηση (Έτη)

2