

Palladium Diamond □



The Diamond of Epilation

Το Palladium Diamond είναι η Diamond έκδοση της σειράς Palladium Diode Laser

ΚΩΔΙΚΟΣ: N/A | **Κατηγορίες:** [Laser - IPL](#), [Θεραπείες Προσώπου](#), [Θεραπείες Προσώπου & Σώματος](#), [Θεραπείες Σώματος](#) | **Tags:** [Laser](#), [palladium](#), [palladium diamond](#)

Περιγραφή Προϊόντος

Τα τελευταίας γενιάς χαρακτηριστικά του Palladium Diamond εγγυώνται το μέγιστο αποτέλεσμα ανάμεσα στα διοδικά Laser

Εργονομική κεφαλή **Crystal Fit**

Με το νέο σύστημα Crystal fit η διάσταση εκπομπής αλλάζει εύκολα με μια κίνηση σε 3 μεγέθη ανάλογα με το σημείο εφαρμογής:

Μεγάλη: 36 X 12mm για εφαρμογές σε πόδια πλάτη κ.α

Μεσαία: 12 X 12mm για εφαρμογές σε πρόσωπο μασχάλες μπικίνι κ.α

Μικρή: 5.6mm για εφαρμογές σε τοπικά σημεία,αυτιά,μύτη κ.α

Ισχυρή δίοδος Triple Power

Η ισχυρή δίοδος 2000 watt του Palladium Diamond με τα 3 μήκη κύματος εγγυάται το μέγιστο αποτέλεσμα

- **755nm Alexandrite** : παρέχει μέγιστη απορρόφηση από τη χρωστική της

μελανίνης και απευθύνεται σε ανοιχτούς φωτότυπους με λεπτές και ανοιχτόχρωμες τρίχες.

- **808nm Diode** : παρέχει ιδανικό βαθμό απορρόφησης από τη χρωστική της μελανίνης και απευθύνεται κυρίως σε μεσογειακούς φωτότυπους.
- **1064nm Nd-Yag** : μέγιστη αποτελεσματικότητα για σκούρους φωτότυπους.

360° Cooling System

Το Palladium Diamond διαθέτει υδρόψυκτο διπλό σύστημα ψύξης (κρυστάλλου - δίοδου) το οποίο μας επιτρέπει την συνεχόμενη πολύωρη λειτουργία του.

Πιστοποίηση: Το Palladium Diamond Laser διαθέτει πιστοποίηση CE Medical, TÜV και FDA καθιστώντας το ένα από τα ασφαλέστερα Laser αποτρίχωσης

Τεχνικά χαρακτηριστικά

https://www.youtube.com/watch?v=hgZ0f6IIA00&ab_channel=CosmedicoGr

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Laser type	Diode Alex Laser
Οθόνη	12" color touch LCD screen
Μήκος κύματος	755nm - 808nm - 1064nm
Μέγεθος Spot κεφαλής	Μεγάλη: 36X12mm Μεσαία : 12X12mm Σημειακή: 5.6mm
Πλάτος Παλμού	Αυτόματο ~ 30 ~ 100 ~ 200ms
Πυκνότητα Ενέργειας	260 Joule
Συχνότητα Παλμού	1~10Hz (ρυθμιζόμενη)
Σύστημα ψύξης	Κλειστό υδρόψυκτο κύκλωμα
Ψύξη κεφαλής	Διαθέτει (360 °)
Ισχύς	2000 Watt
Τάση / συχνότητα ρεύματος	AC 220/50Hz
Έκδοση	Τροχήλατο
Διαστάσεις συσκευής	46 x 50 x 130cm
Βάρος συσκευής	50 kg

Πιστοποιητικά
Εγγύηση

Medical CE - TUV - FDA 510K No K222916
2 Έτη

Επιπλέον Χαρακτηριστικά