

## Palladium Diode Laser



Το Palladium Diode Laser είναι ένα επιτραπέζιο δυοδικό laser υψηλής ισχύος με μήκος κύματος 755nm (Alexandrite) - 808nm (Diode). Η ποιότητα κατασκευής, η αποτελεσματικότητα και πρωτοποριακό design κάνουν το Palladium ένα από τα κορυφαία Laser αποτρίχωσης. Προσφέρετε στο πελατολόγιό σας την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια του Palladium .

Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τους τρόπους πληρωμής που ταιριάζουν στις ανάγκες σας

**ΚΩΔΙΚΟΣ:** N/A | **Κατηγορίες:** [Laser - IPL](#), [Θεραπείες Προσώπου](#), [Θεραπείες Προσώπου & Σώματος](#), [Θεραπείες Σώματος](#) |

### Περιγραφή Προϊόντος

Το Palladium είναι ένα επιτραπέζιο δυοδικό Laser υψηλής ισχύος με σύγχρονο και μοντέρνο σχεδιασμό.

Το μήκος κύματος που εκπέμπει στα 755nm και 808nm, το κάνει ιδιαίτερα ασφαλές για θεραπείες για όλα τα είδη φωτότυπου, ακόμα και σε μαυρισμένες επιδερμίδες τους καλοκαιρινούς μήνες.

Η διαχείριση των παραμέτρων της θεραπείας γίνεται άμεσα και εύκολα μέσω της οθόνης touch screen από ένα

πολύ πρακτικό μενού.

Το Palladium διαθέτει υδρόψυκτο διπλό σύστημα ψύξης (κρυστάλλου - διόδου) το οποίο μας επιτρέπει την συνεχή πολύωρη λειτουργία του.

Η κεφαλή είναι ελαφριά και εργονομικά σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπει στο χειριστή να εφαρμόζει τη θεραπεία γρήγορα, άνετα και αποτελεσματικά σε όλες τις περιοχές. Ο σταθερά παγωμένος κρύσταλλος προστατεύει την επιδερμίδα και επιτρέπει την άνετη εφαρμογή ακόμα και με μεγάλες τιμές ισχύος για σίγουρα και άνετα αποτελέσματα. Το spot της κεφαλής είναι 13 X 13 mm κάτι που μεγιστοποιεί την διείσδυση και οδηγεί σε μεγάλη απορρόφηση της ενέργειας στο στοχευμένο θύλακα.

Το μεγάλο εύρος συχνότητας (1 - 10 Hz) μας δίνει δυνατότητα για γρήγορες και αποτελεσματικές θεραπείες ακόμα και σε μεγάλες περιοχές εφαρμογής όπως πόδια, πλάτη κ.α.

Συνοδεύεται με ταινία ασφαλείας [Safe - touch](#) μεγιστοποιώντας την ασφάλεια και την υγιεινή κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.

**Γιατί να επιλέξετε το Palladium ;**



- Το **Diode Laser Palladium** εκτός από πιστοποίηση CE διαθέτει και πιστοποίηση TÜV καθιστώντας το ένα από τα ασφαλέστερα διοδικά Laser της αγοράς.



- Το κόστος αγοράς αλλά και το κόστος χρήσης του **Palladium** το καθιστούν από τους επαγγελματίες του χώρου στις πρώτες θέσεις επιλογής ανάμεσα στα επώνυμα διοδικά Laser.



- Παρέχεται 2 χρόνια εγγύηση και άμεση τεχνική υποστήριξη με παροχή ανταλλακτικών.



- Δωρεάν εκπαίδευση στην λειτουργία και χρήση του Palladium Laser στο προσωπικό εφαρμογής.

## Τεχνικά χαρακτηριστικά :

Laser type	Diode Laser
Οθόνη	8,4'' color touch LCD screen
Μήκος κύματος	<b>755nm - 808nm</b>
Μέγεθος Spot κεφαλής	13 x 13 mm
Πλάτος Παλμού	5 ~ 400ms (ρυθμιζόμενο)
Πυκνότητα Ενέργειας	1 ~138 J/cm <sup>2</sup> (ρυθμιζόμενη)
Συχνότητα Παλμού	1~10Hz
Σύστημα ψύξης	Κλειστό υδρόψυκτο κύκλωμα
Ψύξη-πάγωμα κεφαλής	διαθέτει
Ισχύς	1800 Watt
Τάση / συχνότητα ρεύματος	AC 220/50Hz
Μέγεθος συσκευής	43x32x58cm
Βάρος συσκευής	65 kg

## **Επιπλέον Χαρακτηριστικά**

**Βάρος Συσκευασίας**

65 κ.