

## Palladium V



**ΚΩΔΙΚΟΣ:** 1913010-3 | **Κατηγορίες:** [Μηχανημάτων](#) |

## Περιγραφή Προϊόντος





## **Palladium V Diode Laser**

Γνωρίστε ένα από τα κορυφαία Διοδικά Laser της αγοράς



### **Ποιότητα**

Εξαιρετική ποιότητα κατασκευής και 2 χρόνια εγγύηση



### **Αποτελεσματικότητα**

Προσφέρετε στο πελατολόγιό σας μια από τις κορυφαίες σε απόδοση τεχνολογίες Laser



### **Ασφάλεια**

Νιώστε ασφάλεια στη θεραπεία, με μήκος κύματος στα 808nm και τεχνικές δικλείδες ασφαλείας





## **Palladium V**

Το Palladium V είναι ένα τροχήλατο διοδικό Laser υψηλής ισχύος με σύγχρονο και μοντέρνο σχεδιασμό.

Το μήκος κύματος που εκπέμπει στα 808nm, το κάνει ιδιαίτερα ασφαλές για θεραπείες για όλα τα είδη φωτότυπου, ακόμα και σε μαυρισμένες επιδερμίδες τους καλοκαιρινούς μήνες.

Η διαχείριση των παραμέτρων της θεραπείας γίνεται άμεσα και εύκολα μέσω της οθόνης touch screen από ένα πολύ πρακτικό μενού.

Το Palladium V διαθέτει υδρόψυκτο διπλό σύστημα ψύξης (κρυστάλλου - διόδου) το οποίο μας επιτρέπει την συνεχόμενη πολύωρη λειτουργία του.

Η κεφαλή είναι ελαφριά και εργονομικά σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπει στο χειριστή να εφαρμόζει τη θεραπεία γρήγορα, άνετα και αποτελεσματικά σε όλες τις περιοχές. Ο σταθερά παγωμένος κρύσταλλος προστατεύει την επιδερμίδα και επιτρέπει την άνετη εφαρμογή ακόμα και με μεγάλες τιμές ισχύος για σίγουρα και άνετα αποτελέσματα. Το spot της κεφαλής είναι 13 X 13 mm κάτι που μεγιστοποιεί την διείσδυση και οδηγεί σε μεγάλη απορρόφηση της ενέργειας στο στοχευμένο θύλακα.

Το μεγάλο εύρος συχνότητας (1 - 10 Hz) μας δίνει δυνατότητα για γρήγορες και αποτελεσματικές θεραπείες ακόμα και σε μεγάλες περιοχές εφαρμογής όπως πόδια, πλάτη κ.α.

Συνοδεύεται με ταινία ασφαλείας Safe - touch μεγιστοποιώντας την ασφάλεια και την υγιεινή κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.

- **Οθόνη touch screen 8,4"**
- **Μήκος κύματος : 808 nm**
- **Διαστάσεις κεφαλής : 13 X 13 mm**
- **Σύστημα ψύξης στον κρύσταλλο**
- **Κλειστό διπλό υδρόψυκτο σύστημα**
- **Συχνότητα : 1 - 10 Hz**
- **Πλάτος παλμού : 1 - 400 ms**
- **Ενέργεια : 1 - 138 J/cm<sup>2</sup>**
- **Ισχύς : 1500 w**

**Γιατί να επιλέξετε το Diode Laser Palladium V**



**Εργονομική κεφαλή 3ης γενιάς** - Το Palladium V διαθέτει ιδιαίτερα εργονομική και ελαφριά κεφαλή 1.300 γραμμαρίων με ψυχόμενο κρύσταλλο και με εστίαση deep focus





**TÜV Certificate** - Το Palladium V εκτός από πιστοποίηση CE διαθέτει και πιστοποίηση TÜV καθιστώντας το ένα από τα ασφαλέστερα διαδικτικά Laser της αγοράς





**Οικονομία** - Το κόστος αγοράς αλλά και το κόστος χρήσης του Palladium V το καθιστούν από τους επαγγελματίες του χώρου στις πρώτες θέσεις επιλογής ανάμεσα στα επώνυμα διοδικά Laser



**Εγγύηση** - 2 χρόνια εγγύηση και άμεση τεχνική υποστήριξη με παροχή ανταλλακτικών



**Εκπαίδευση** - Δωρεάν εκπαίδευση στην λειτουργία και χρήση του Palladium V Laser στο προσωπικό εφαρμογής

### **Πλεονεκτήματα**

Ανταγωνιστική τιμή

Εξόφληση σε μηνιαίες δόσεις

2 χρόνια εγγύηση

Άμεση τεχνική υποστήριξη

Αποτελεσματική θεραπεία

Εκπαίδευση προσωπικού

Σύγχρονος σχεδιασμός

Παροχή προωθητικού υλικού

**Θα θέλατε περισσότερες λεπτομέρειες για το Palladium V ?**

θα χαρούμε να σας ενημερώσουμε με τον καλύτερο τρόπο

ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΜΕ >

