

Skin Care Advanced



Το Skin Care Advanced είναι ένα σύγχρονο τροχήλατο πολυμηχάνημα προσώπου, σώματος, που απευθύνεται σε άνδρες και γυναίκες όλες τις εποχές του χρόνου.

Μέσω των 7 εξατομικευμένων κεφαλών του προσφέρει μία ολοκληρωμένη πρόταση για θεραπείες σύσφιξης, λιποδιάλυσης και λεμφικού μασάζ.

Χρησιμοποιεί τεχνολογίες με Ραδιοσυχνότητες, Cavitation, Μικρορεύματα και Vacuum.

ΚΩΔΙΚΟΣ: N/A | **Κατηγορίες:** [Θεραπίες Προσώπου](#), [Θεραπίες Σώματος](#), [Θεραπίες Προσώπου & Σώματος](#), [Ραδιοσυχνότητες RF - Cavitation](#) | **Tags:** [ραδιοσυχνότητες](#), [υπέρηχος](#)

Φωτογραφίες



Περιγραφή Προϊόντος

To Skin Care Advanced είναι η απόλυτη πρόταση εξοπλισμού για έναν σύγχρονο χώρο.

Απευθύνεται σε άνδρες και γυναίκες όλες τις εποχές του χρόνου είτε για μεμονωμένες είτε για συνδυαστικές θεραπείες .

Η πληθώρα επιλογών προγραμμάτων προσφέρει τη δυνατότητα για δημιουργία μοναδικών και εξατομικευμένων προτάσεων θεραπειών σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη

Η 7 κεφαλές προσφέρουν λύση σε όλες τις πιθανές ανάγκες ενός σώματος

- **Micro current (bio):** Θεραπεία μικρορευμάτων που προάγει την ταχεία σύνθεση ινοβλαστών, κολλαγόνου και ελαστίνης. Η επιδερμίδα ανακτά τη φυσική της πυκνότητα, ενώ διεγείρεται ο μυϊκός ιστός συμβάλλοντας σταδιακά στην πρόληψη και αντιμετώπιση της γήρανσης του δέρματος.
- **Ultrasonic Cavitation:** Ο υπέρηχος έχει την ικανότητα να διασπά τη μεμβράνη των λιποκυττάρων με τη μέθοδο της σπηλαίωσης επιτυγχάνοντας έτσι την αναμόρφωση του περιγράμματος και τη σύσφιξη του σώματός.
- **Vacuum Rf:** Ο συνδυασμός της αναρρόφησης με τη ραδιοσυχνότητα δρα αυξάνοντας τη λεμφική κυκλοφορία ακόμα και στα βαθύτερα στρώματα του λίπους. Στοχεύοντας με ακρίβεια σε περιοχές που θέλουμε να καταπολεμήσουμε το τοπικό πάχος και να επιτύχουμε τη μέγιστη απομάκρυνση των κυττάρων που έχουν νεκρωθεί.
- **Vacuum Roller:** Χάρη στο σχεδιασμό της κεφαλής με τις μεταλλικές σφαίρες στο σημείο επαφής με το δέρμα προσφέρει ταυτόχρονα αύξηση της κυκλοφορίας της λέμφου, υπεραιμία και αύξηση της μικροκυκλοφορίας. Οξυγονώνοντας τα κύτταρα και προκαλώντας τα σε κολλαγονογέννηση.
- **Multipolar Rf (Body):** Η ενέργεια της ραδιοσυχνότητας διαχέεται ομοιόμορφα, αυξάνοντας τη θερμοκρασία στο χόριο και στον υποδόριο ιστό, γεγονός που προκαλεί σύσφιξη του δέρματος, ενίσχυση της παραγωγής κολλαγόνου και ελαστίνης, καθώς και μείωση της χαλάρωσης.
- **Bipolar Rf (Face):** Η λειτουργία της βασίζεται στη μετάδοση ενέργειας μεταξύ δύο ηλεκτροδίων, δημιουργώντας ένα ελεγχόμενο θερμικό αποτέλεσμα που επικεντρώνεται κυρίως στις επιφανειακές και μεσαίες στιβάδες του δέρματος. Αυτή η τεχνική είναι ιδανική για τη σύσφιξη του δέρματος και τη λείανση λεπτών ρυτίδων, καθώς προκαλεί ενεργοποίηση κολλαγόνου.

- **Tripolar Rf (Face & Body):** Στοχευμένη και αποτελεσματική θεραπεία που δρα εν τω βάθει, ειδικά για περιοχές που δύσκολα διορθώνονται με άλλες μεθόδους. Προσφέροντας ορατή αναζωογόνηση και βελτίωση της χαλάρωσης. Είναι ιδανική για περιοχές όπως το οβάλ του προσώπου, τα ζυγωματικά, οι ρινοπαραρριχτικές αύλακες, το πόδι της χήνας και η περιοχή κάτω από τα μάτια.

Εφαρμογές στο σώμα

- Κυτταρίτιδα
- Μείωση του λίπους
- Απώλεια βάρους
- Διαμόρφωση & αδυνάτισμα σώματος
- Σύσφιξη δέρματος
- Αναγέννηση κολλαγόνου
- Βελτίωση του μεταβολισμού

Εφαρμογές στο πρόσωπο

- Σύσφιξη δέρματος
- Βελτίωση ρυτίδων προσώπου
- Αναγέννηση κολλαγόνου
- Lifting προσώπου
- Αύξηση της ελαστικότητας του δέρματος

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Power Supply Output	1200W
Ultrasonic Frequency	40 KHz
Ultrasonic Power	1-50 W/cm ²
RF Frequency	6 MHz
RF Energy	1-50 J/cm ²
Vacuum Pressure	400 Kpa
Roller No	5 pcs
Current intensity	Max 5 MA
Pins No	30 pcs
Shots Number	no limited
Cooling System	Air
Working Mode	Continuously, interval, or pulse
Working Time	Continuously or time setting
Display Screen	7" color touch LCD screen
Machine Size	37*48*100 cm
Package Size	116*58*63 mcm & 55*50*15 cm
Gross Weight	47 Kg
Voltage	220 V/ 110 V

Επιπλέον Χαρακτηριστικά