

Skin Care Plus




Το skin care plus είναι μια συνδυαστική συσκευή ιατρικής αισθητικής πολυπολικών ραδιοσυχνοτήτων, υπερήχου Cavitation και λεμφικού μασάζ για εφαρμογή σε πρόσωπο και σώμα.

Η συσκευή SkinCare Plus είναι ένα σύστημα που περιλαμβάνει ραδιοσυχνότητες, cavitation και vacuum για θεραπείες αισθητικής προσώπου και σώματος.

- RF face and body : Δύο κεφαλές με διπολικό και τριπολικό RF για σύσφιξη του προσώπου
- Cavitation : Κεφαλή υπερήχων cavitation για τη μείωση του λιπώδους ιστού με τη μέθοδο της σπηλαίωσης
- Vacuum - RF : Ενδοδερμία για βελτίωση του λεμφικού και αύξηση του μεταβολισμού, σε συνδυασμό με RF για σύσφιξη του δέρματος

ΚΩΔΙΚΟΣ: N/A | **Κατηγορίες:** [Θεραπείες Προσώπου](#), [Θεραπείες Προσώπου & Σώματος](#), [Θεραπείες Σώματος](#), [Ραδιοσυχνότητες RF - Cavitation](#) | **Tags:** [Πρόσωπο](#), [Σώμα](#)

Φωτογραφίες



Περιγραφή Προϊόντος

Πολυπολικές ραδιοσυχνότητες

Οι πολυπολικές ραδιοσυχνότητες αποτελούν ότι πιο εξελιγμένο και άνετο υπάρχει στον τομέα της μη επεμβατικής θεραπείας για την σύσφιξη και διαμόρφωση του περιγράμματος προσώπου και σώματος, χωρίς νυστέρι και ενέσεις. Είναι η μόνη μη χειρουργική μέθοδος που τεντώνει το χαλαρωμένο δέρμα και σβήνει τις ρυτίδες, θερμαίνοντας τους ιστούς του προσώπου. Οι ιστοί του προσώπου τεντώνουν όπως συμβαίνει με το χειρουργικό lifting.

Η θεραπεία με πολυπολικές ραδιοσυχνότητες είναι απόλυτα γρήγορη και ανώδυνη και είναι ιδανική για κάθε τύπο δέρματος και κάθε χρονική περίοδο καθώς δεν προκαλεί φωτοευαισθησία όπως οι θεραπείες με Laser.

Μια εξειδικευμένη θεραπεία που φτάνει κάτω από την επιδερμίδα στο δέρμα, καθυστερώντας έτσι την πρόωρη γήρανση και προσφέροντας στο δέρμα σύσφιξη, τόνωση και ελαστικότητα, δρώντας ανώδυνα και ευχάριστα.

Cavitation

Πιο συγκεκριμένα, ο όρος **Cavitation** σημαίνει την καταστροφή των λιποκυττάρων με την μέθοδο της «σπηλαίωσης». Αξιοποιείται η δύναμη των υπερήχων που δονούν και σπάζουν την μεμβράνη των λιποκυττάρων. Αυτό οδηγεί σε απόπτωση και θάνατο αυτών. Οι περιοχές θεραπείας είναι η κοιλιά, τα μπράτσα, η οσφυϊκή χώρα (μέση), οι γλουτοί, μηροί, γόνατα, κνήμες.

Λεμφικό μασάζ

Ταυτόχρονα με την εφαρμογή των ραδιοσυχνοτήτων εφαρμόζεται και λεμφικό μασάζ στην περιοχή μέσω του μηχανισμού vacuum που διαθέτει η συσκευή. Αυτό βοηθά στην λεμφική απομάκρυνση των λιποκυττάρων που έχουν καταστραφεί και στην αποσυμφόρηση οιδημάτων και κατακράτησης υγρών.

Σε ποιος απευθύνεται το Skin Care plus;

Σε άντρες και γυναίκες που θέλουν άμεσα αποτελέσματα Το **Skin care plus** τεντώνει το χαλαρωμένο δέρμα

και σβήνει τις ρυτίδες του προσώπου. Το **Skin care plus** προσφέρει εκπληκτικά αποτελέσματα στη σύσφιξη του σώματος και ειδικά σε προβληματικές περιοχές όπως το στομάχι, τα μπράτσα, οι γλουτοί, τα γόνατα.

Διαθέτει 5 κεφαλές θεραπείας

Η κεφαλή Cavitation χρησιμοποιείται για την μείωση του λιπώδους ιστού <καταστροφή των λιποκυττάρων μέσω της μεθόδου της σπηλαίωσης. Η μείωση του λιπώδους ιστού έχει ως αποτέλεσμα την βελτίωση της όψης και της υφής της επιδερμίδας

Η κεφαλή πολυπολικού RF χρησιμοποιείται για τη σύσφιξη του δέρματος σε πολλά μέρη του σώματος όπως η κοιλιά, οι γλουτοί, οι μηροί, τα μπράτσα κ.α.

Η διπολική κεφαλή RF χρησιμοποιείται για lifting προσώπου, λαιμού, αφαίρεση ρυτίδων, αύξηση της ελαστικότητας του δέρματος και στοχεύει στα πιο επιφανειακά στρώματα της επιδερμίδας.

Η τριπολική κεφαλή RF χρησιμοποιείται στο πρόσωπο για σύσφιξη, μείωση ρυτίδων και στοχεύει και επικεντρώνει τη θεραπεία σε μεγαλύτερο βάθος από τη διπολική, ώστε να μπορούμε να δουλέψουμε τοπικά στα σημεία που επιμένουν τα προβλήματα.

Με τη θεραπεία της αναρρόφησης, μπορούμε να ανακουφίσουμε την περιοχή θεραπείας, να βελτιώσουμε το μεταβολισμό και να επιταχύνουμε την απομάκρυνση όλων των υγρών όπου υπάρχει κατακράτηση. Σε συνδυασμό με τη ραδιοσυχνότητα χρησιμοποιείται για τη μείωση του λίπους με ταυτόχρονη σύσφιξη αλλά και γράμμωση της επιδερμίδας.

Εφαρμογές σώμα

- Κυτταρίτιδα
- Μείωση του λίπους
- Απώλεια βάρους
- Διαμόρφωση & αδυνάτισμα σώματος
- Σύσφιξη δέρματος
- Αναγέννηση κολλαγόνου
- Βελτίωση του μεταβολισμού

Εφαρμογές πρόσωπο

- Σύσφιξη δέρματος
- Βελτίωση ρυτίδων προσώπου
- Αναγέννηση κολλαγόνου
- Lifting προσώπου
- Αύξηση της ελαστικότητας του δέρματος

Η μόνη συσκευή RF & Cavitation που μπορούν να γίνουν δύο εφαρμογές ανά εβδομάδα.

Επιπλέον Χαρακτηριστικά

Εγγύηση (Έτη)

2