

## Μονοπολικό RF - 'Smooth Monopolar RF'




~~€1,890.00~~ **€1,580.00** Τελική τιμή με Φ.Π.Α.

Μη επεμβατική θεραπεία μονοπολικού RF, ενεργοποίησης και διέγερσης των ινοβλαστών του δέρματος για θεραπείες προσώπου και σώματος

**ΚΩΔΙΚΟΣ:** 1902153b | **Κατηγορίες:** [Weelko](#), [Θεραπίες Προσώπου](#), [Θεραπίες Προσώπου & Σώματος](#), [Θεραπίες Σώματος](#), [Ραδιοσυχνότητες RF - Cavitation](#), [Συσκευές σώματος](#) | **Tags:** [Rf](#), [weelko](#), [ραδιοσυχνότητες](#)

### Φωτογραφίες



Το κολλαγόνου ως αποτέλεσμα του ήλιου ή του γήρατος



Το κολλαγόνου μετά από συνθήκη αισθητική θεραπεία



Το κολλαγόνου ως αποτέλεσμα της θεραπείας της ραδιοσυχνότητας πάνω στο δέρμα



## Περιγραφή Προϊόντος

Η θεραπεία 'Smooth Monopolar RF' έχει σχεδιαστεί για μη επεμβατικές θεραπείες ενεργοποίησης και διέγερσης των ινοβλαστών. Η θεραπεία οδηγεί σε σημαντική αύξηση της παραγωγής κολλαγόνου και ελαστίνης στο δέρμα με αποτέλεσμα την αναδόμηση και μεγαλύτερη ελαστικότητα και σταθερότητα του δέρματος. Με τη μονοπολική ραδιοσυχνότητα έχουμε πρόσβαση σε πιο βαθιά στρώματα της επιδερμίδας, βελτιώνοντας τον τόνο του δέρματος και την ελαστικότητά του. Η συστολή και το τέντωμα του ιστού οφείλονται στη νέα παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης.

Με την εφαρμογή του μονοπολικού RF έχουμε αύξηση της θερμοκρασίας στο χόριο και αυτό το θερμικό αποτέλεσμα προκαλεί τη διέγερση του σχηματισμού των ινών κολλαγόνου και την ενεργοποίηση των κυττάρων των ινοβλαστών, που χαρίζουν σταθερότητα και στήριξη στο δέρμα. Έτσι ενισχύουμε τον υποδόριο ιστό, παρέχοντας σταθερότητα. Το δέρμα γίνεται πιο σφιχτό, αναζωογονημένο, λείο και λαμπερό. Η συσκευή Smooth Monopolar RF αποτελεί σύμμαχο μας για την καταπολέμηση της κυτταρίτιδας και την αναδιαμόρφωση του δέρματος, χάρη στην αποτελεσματικότητά του στον συνδετικό ιστό.

**Λόγω του ότι δεν απαιτεί χειρουργική επέμβαση, όλο και περισσότερα άτομα επιθυμούν να δοκιμάσουν την τεχνική αυτή.**

Η συσκευή περιλαμβάνει :

- Μεγάλη κεφαλή ραδιοσυχνότητας (σώματος)
- 1 μεσαία κεφαλή ραδιοσυχνότητας (προσώπου)
- 1 μικρή κεφαλή ραδιοσυχνότητας (ματιών)
- 1 κύρια μονάδα
- Πλάκα επιστροφής (γείωσης)
- 1 καλώδιο τροφοδοσίας

### Ενδείξεις σχετικά με τη χρήση RF στο σώμα

- Βοηθά στην επαναφορά της σταθερότητας στην κοιλιά, τα χέρια, τα πόδια και τους γλουτούς.
- Μειώνει την κατακράτηση υγρών και βελτιώνει τη λεμφική αποχέτευση-απορροή.
- Συμπληρώνει τη θεραπεία σπηλαίωσης.
- Ευνοεί την αποβολή των τοξινών και προλαμβάνει την κυτταρίτιδα.
- Αναδιαμορφώνει το σχήμα και εξαλείφει τις τοπικές εναποθέσεις λίπους.
- Αυξάνει την κυκλοφορία του αίματος, γεγονός που βελτιώνει τον τόνο του δέρματος.
- Προωθεί τον σχηματισμό κολλαγόνου, αποκαθιστώντας τη σφριγηλότητα του δέρματος.
- Συμβάλλει στη μείωση των ουλών και των ραγάδων

### Ενδείξεις σχετικά με τη χρήση RF προσώπου

- Ενδείκνυται για κάθε τύπο δέρματος
- Ήπια ή μέτρια χαλάρωση προσώπου (πρόσωπο, λαιμός και ντεκολτέ)
- Αναδιαμόρφωση δέρματος
- Μπορεί να πραγματοποιηθεί στα εξής σημεία: περίγραμμα ματιών και στόματος,

μέτωπο, ζυγωματικά, πηγούνι, προγούλι, λαιμό και ντεκολτέ. Πρέπει να δίνεται πάντα προσοχή στους βλεννογόνους και στα μάτια

- Διπλό πηγούνι (αλλιώς διπλοσάγονο: είναι ένας από τους παράγοντες που φαίνεται γερασμένο το πρόσωπο). Μειώνει το λίπος στο επίπεδο του προγουλιού
- Ανάκτηση της σταθερότητας, του τόνου και της ελαστικότητας του δέρματος, βελτιώνοντας τις γραμμές έκφρασης και τις ρυτίδες
- Μείωση της κατακράτησης υγρών: σακούλες και μαύροι κύκλοι
- Σε γερασμένα δέρματα με έλλειψη φωτεινότητας και ενυδάτωσης
- Ανάκτηση του περιγράμματος του προσώπου
- Διόρθωση των γραμμών έκφρασης
- Ουλές λόγω ακμής
- Βελτίωση της οξυγόνωσης του δέρματος
- Διέγερση του κυκλοφορικού συστήματος

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τάση: 220 ~240V

Συχνότητα λειτουργίας: 50Hz/60Hz

Ισχύς:160W

Βάρος :9Kg

Διαστάσεις: 34x38x15cm

### Βίντεο Παρουσίασης:

[https://youtu.be/sYcQO9xb\\_uc](https://youtu.be/sYcQO9xb_uc)

Κατασκευαστής : Weelko



Έχετε κάποια ερώτηση γι' αυτό το προϊόν; Θα χαρούμε πολύ [να επικοινωνήσετε μαζί μας](#) να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας.

[Δείτε άλλες προτάσεις σε ραδιοσυχνότητες](#) 

[Δείτε άλλες προτάσεις σε συσκευές αισθητικής](#) 



### Επιπλέον Χαρακτηριστικά

<b>Βάρος Συσκευασίας</b>	10 kg
<b>Διαστάσεις Συσκευασίας</b>	M: 50cm Π: 45cm Υ: 22cm
<b>Bestseller Beauty</b>	Ναι
<b>Εγγύηση (Έτη)</b>	2