

Thermo Tech



~~€4,340.00~~ €3,596.00 Τελική τιμή με Φ.Π.Α.

Thermo Teck Monopolar RF: Μονοπολική ραδιοσυχνότητα υψηλής απόδοσης για σύσφιξη, λιποδιάλυση και αναζωογόνηση προσώπου και σώματος, με δύο κεφαλές **CAP** (300kHz) & **RES** (447kHz).

ΚΩΔΙΚΟΣ: 1940210-B | **Κατηγορίες:** [Θεραπείες Προσώπου](#), [Θεραπείες Προσώπου & Σώματος](#), [Θεραπείες Σώματος](#), [Ραδιοσυχνότητες RF - Cavitation](#) | **Tags:** [μονοπολική ραδιοσυχνότητα](#)

Φωτογραφίες



Περιγραφή Προϊόντος

Το **Thermo Teck Monopolar RF** είναι μία συσκευή μονοπολικής ραδιοσυχνότητας με δύο κεφαλές εκπομπής 300 και 447 kHz, σχεδιασμένη για θεραπείες σύσφιξης, λιποδιάλυσης και αναζωογόνησης του προσώπου και του σώματος. Δύο εργονομικές κεφαλές (CAP & RES) με ενσωματωμένους αισθητήρες θερμοκρασίας και αντίστασης, εξασφαλίζουν απόλυτη ασφάλεια και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία.

Η τεχνολογία του βασίζεται στην εκπομπή ραδιοκυμάτων υψηλής συχνότητας που διεισδύουν στους ιστούς έως και 20mm βάθος, προκαλώντας επιλεκτική θέρμανση και ενεργοποίηση των ινοβλαστών για παραγωγή νέου κολλαγόνου και ελαστίνης. Το αποτέλεσμα είναι άμεση σύσφιξη και αναδόμηση της επιδερμίδας, καθώς και λιποδιάλυση σε περιοχές όπως η κοιλιά, τα χέρια, τα πόδια και το διπλοσάγονο.

Η συσκευή διαθέτει:

- **Κεφαλή CAP (Capacitive mode) 300kHz** : ενδείκνυται για ιστούς με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό, όπως ο δερματικός ιστός, καθιστώντας την ιδανική για θεραπείες αναδόμησης και σύσφιξης του προσώπου, καθώς και για την αντιμετώπιση της επιφανειακής δερματικής χαλάρωσης σε περιοχές του σώματος και των άκρων. Επιπλέον, η CAP κεφαλή ενδείκνυται για οιδηματώδεις καταστάσεις και κατακρατήσεις υγρών, καθώς και για ήπια μορφή κυτταρίτιδας (τύπου I και II), χάρη στο ελεγχόμενο θερμικό της πεδίο με βάθος διείσδυσης από 2 έως 6 mm.
- **Κεφαλή RES (Resistance mode) 447kHz** : στοχεύει ιστούς με αυξημένη αντίσταση και χαμηλή υδατική περιεκτικότητα, όπως ο λιπώδης ιστός. Με διεισδυτική ικανότητα που κυμαίνεται μεταξύ 6 και 20 mm, η κεφαλή RES προσφέρει ενισχυμένη λιπολυτική δράση σε περιοχές του σώματος, των άκρων και του υπογενείου (διπλοσάγονου), όπου επιτρέπεται η χρήση της λόγω της εντοπισμένης εναπόθεσης λιπώδους ιστού. Σημειώνεται ότι η κεφαλή RES δεν εφαρμόζεται σε υπόλοιπες περιοχές του προσώπου λόγω της αυξημένης έντασης και του βάθους ενέργειας, διατηρώντας έτσι τα υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας και στοχευμένης απόδοσης κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

Κάθε κεφαλή συνοδεύεται από 4 διαφορετικά tips για εξατομικευμένη προσέγγιση ανάλογα με την περιοχή και τον στόχο της θεραπείας.

Ενδείξεις:

- Αντιγήρανση & σύσφιξη προσώπου
- Λιποδιάλυση & σύσφιξη σώματος
- Μείωση κυτταρίτιδας τύπου I, II, III

- Ανάπλαση επιδερμίδας & βελτίωση του οβάλ του προσώπου
- Θεραπείες για οιδήματα και κατακρατήσεις

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Συχνότητα RF: 300 kHz & 447 kHz
- Ισχύς εξόδου: 300W
- Οθόνη αφής 5"
- Συνολικό βάθος δράσης έως 3,5 cm
- Περιλαμβάνει flight case μεταφοράς

Επιπλέον Χαρακτηριστικά